

# Gutenberg-Gymnasium Bergheim

## Schüler-Selbsttestungen ab Montag, 19.4.21

**Ausgelieferte Testkits:** CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test (Siemens)

**Informationen des Herstellers:** <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/>

**§1 CoronaBetrVO vom 12.4.21:**

[https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410\\_coronabetrvo\\_ab\\_12.04.2021\\_lesefassung\\_mit\\_markierungen.pdf](https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf)

**Schulmail vom 14.4.21:**

<https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-Montag>

**Testzeitpunkt:** Klassen 5-9: montags bis donnerstags, 1. Stunde (7:50 –8:25 Uhr)

EF, Q1, (Q2): 4x wöchentlich in Schienen nach **gesondertem Plan** (Oberstufenteam)

**Testort:** Klassen- bzw. Fachräume

**Testanleitung:** alle Lehrkräfte nach Stunden-/Vertretungsplan

### Weitere Hinweise für die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler

- ✓ Die **Lehrkräfte** organisieren den Testablauf in ihren Klassen und Kursen. Sie stellen sicher, dass die notwendigen **Hygienemaßnahmen** (Handhygiene, Abstand, Lüften) eingehalten werden, bereiten die Materialien vor, begleiten die Schülerinnen und Schüler durch die Anleitung und dokumentieren das Ergebnis.
- ✓ Die **Elternhäuser** bereiten Ihre Kinder auf die Testungen vor und besprechen mit Ihnen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Testung. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Schulministeriums (<https://www.schulministerium.nrw/>) und auf der Herstellerseite (siehe oben).
- ✓ Schülerinnen oder Schüler, die sich trotz erneuter pädagogischer Ermunterung und Aufklärung weigern, die Selbsttestung durchzuführen und auch keinen aktuellen Bürgertest vorweisen können, müssen von den Eltern unmittelbar abgeholt werden.
- ✓ Die Schülerinnen und Schüler sollen sich unmittelbar vor Testbeginn die **Hände desinfizieren** und die **Nase putzen**.
- ✓ Die **Wäscheklammer** dient dazu, die mitgelieferten Röhrchen standfest zu machen. Hierfür wird die Klammer unten an das Röhrchen geklammert, damit es aufrecht stehen kann.
- ✓ **15 Minuten** nach dem Aufbringen der Flüssigkeit auf der Testkassette kann das endgültige Ergebnis abgelesen werden:
  - Ein sichtbarer Strich („C“) bedeutet: Der Test hat funktioniert. (C = Control)
  - Nur bei zwei sichtbaren Strichen („C“ und „T“) ist das Ergebnis positiv. (T = Test)Die Eltern werden dann sofort auf der dem Sekretariat vorliegenden Telefonnummer angerufen. Wenn Sie vormittags unter der üblichen Telefonnummer nicht erreichbar sind, geben die Eltern Ihrem Kind bitte eine **Notfallnummer** mit in die Schule. Das Kind muss dann abgeholt werden und die Schule bespricht mit Ihnen alle weiteren Schritte.
- **Wenn die Eltern auf der uns vorliegenden Nummer bis ca. 9:00 Uhr NICHT von der Schule angerufen wurden, können Sie beruhigt sein: Ihr Kind wurde negativ getestet.**
- ✓ Die Dokumentation der Testteilnahme, des Bürgertests bzw. der Verweigerung verbleibt 14 Tage in der Schule. Dann wird sie vernichtet. Sie wird nicht an Dritte weitergegeben!

Dieses Vorgehen wird sich mit der Zeit sicherlich gut einspielen.

gez. Schulleitung